




# GOLEM

## Seria GOLEM 6 Zabiegowy

### Seria GOLEM 6 Zabiegowy Wypożenie standardowe:

- schodek pacjenta nasuwany na podstawę fotela szt 1;
- uchylna miska szt 1;
- listwa do montażu wyposażenia na segmencie siedzenia 1 para;
- listwa do montażu wyposażenia na segmencie pleców 1 para;
- podpórki pod ręce pacjenta z uchwytem na listwę (demontowalne) 1 para;
- podpórki podudzia typu Goepela wyposażone w rzepy mocujące 1 para;
- wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców szt 1;
- stacjonarna podstawa stopki z możliwością poziomowania;
- regulacja funkcji elek-mech uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego;
- regulacja segmentu głowy +/-30° za pomocą przycisku sprężyny gazowej;
- możliwość wyboru z 20 kolorów pokrycia fotela;





### W tej serii dostępne są 3 modele:

Model	Regulacja wysokości	Regulacja segmentu pleców	Regulacja segmentu siedzenia	Programator pozycji badań i zabiegów
<b>GOLEM 6 Zabiegowy</b>	Elektromechaniczna 640-940mm	Manualna – sprężyna gazowa 0-80°	-----	-----
<b>GOLEM 6E Zabiegowy</b>	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	-----	-----
<b>GOLEM 6ET Zabiegowy</b>	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	Elektromechaniczna 0-30°	Programator (pamięć) 3 pozycji ustawienia fotela



### Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla fotela

- przejezdna podstawa - kółka z hamulcami ;
- dodatkowy segment nożny nakładany manualnie;
- stalowa tacka narzędziowa wysuwana spod siedziska;
- podpórka infuzyjna ręki z uchwytem na listwę;
- ekran anestezyjologiczny – ramka z uchwytem na listwę;
- stojak kroplówki z uchwytem na listwę;
- pas mocujący z uchwytem na listwę ;
- regulacja panel nożny zamiast pilota ręcznego;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja panel nożny;
- dodatkowa para podpórek typu Goepela lub strzemion;
- miska z odpływem;
- miska z odpływem i wiadrem;
- uchwyt do kolposkopu;
- lampa LED na 0,5m wyginanym ramieniu;
- stolik zabiegowy II półkowy zintegrowany z fotelem;



**Dostępne wyposażenie dodatkowe**

 Kółka średnica 75mm z hamulcami	 Sterowanie nożny przewodowy panel sterujący	 Wysuwana spod siedziska tacka narzędziowa ze stali nierdzewnej	 Lampa halogenowa lub LED mocowana na sztycy podpórki podudzia lub strzemienia
 Sterowanie kablowy pilot ręczny	 Dodatkowy 4 segment nożny dla uzyskania pozycji leżącej	 Uchwyt do kolposkopu: Optomic, Zeiss, Leisegang	 Miska z odpływem i wiadrem
 Podpórka infuzyjna ręki	 Stojak płynów infuzyjnych	 Ekran-ramka anestezyjologiczna	 Pas mocujący z uchwytem na listwę

Poglądowe zdjęcia z realizacji

