

# Podpórki

253

Składana podpórka dwukołowa- aluminiowa

- koszyk na zakupy-opcja,
  - tacka do przewożenia-opcja,
  - podwójne stabilne kółka.
- szerokość: 560 mm,  
szerokość siedziska: 415 mm  
wysokość siedziska: 530 mm  
wysokość: 795 - 915 mm  
długość: 670 mm  
waga całkowita : 4,6 kg  
waga tacki: 0,25 kg  
waga koszyka: 0,85 kg  
max. obciążenie: 130 kg



LINDSEY

Składana podpórka aluminiowa z wyprofilowaną przednią częścią ramy w sposób umożliwiający wstawanie z pozycji siedzącej.

szerokość: 630 mm  
wysokość: 790 - 970 mm  
długość: 54 mm  
po złożeniu: 120 mm  
waga: 2,75 kg  
max. obciążenie: 113 kg



LYNA II  
2 in 1



Składana podpórka aluminiowa. **2 in 1**- podpórka wykonany z aluminium, Bardzo lekki i składany z regulacją wysokości. Typ dwa w jednym łączy w sobie dwie funkcje stałą i kroczącą.

wysokość: 810 - 990 mm  
szerokość : 580 mm  
po złożeniu: 120 mm  
długość : 480 mm  
waga : 2,8 kg  
max. obciążenie: 113 kg

Opcje dodatkowe do podpórek LINDSEY i LYNA II:



①



②



③

1. Kółka z hamującym mechanizmem sprężynowym.
2. Kółka na widelce.
3. Kółka standardowe „Mauren”.

