



Wózek aluminiowy

CE eclips X2



- Wykonany z aluminium.
- Rączki oparcia łamane w połowie - wózek zajmuje w transporcie jeszcze mniej miejsca.
- Hamulce dla osoby towarzyszącej - bardzo istotna funkcja związana z bezpieczeństwem dla osób, które pchają wózek na pochyleniach i nie tylko. Taki hamulec powoduje pełną kontrolę nad wózkiem podczas przewożenia osób siedzących.
- Kieszon za oparciem na podręczne rzeczy.
- Wygodna poduszka na siedzisko i oparcie.
- Dwukolorowa tapicerka z materiału AirFlow. Zapewnia odpowiednią wentylację.
- Tylko dwa rozmiary 43 cm i 46 cm.



39
43
46
48

22

51

41

40-54

41

16,7

120

Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

