



## GENERACJA 2020

Dzięki 10-letniemu doświadczeniu oraz 10000 sprzedanych urządzeń RPW na całym świecie, firma Chattanooga® nauczyła się, co tak naprawdę liczy się dla Ciebie i twoich pacjentów. Dzięki zdobytym informacjom, zaimplementowała szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych w urządzeniu nowej generacji do terapii radialną falą uderzeniową.

**INTELECT® RPW2** łączy w sobie ergonomiczną konstrukcję, wygodę pacjenta oraz łatwość użytkowania, co sprawia, że jest ono jednym z najbardziej kompaktowych urządzeń dostępnych na rynku.

Znak jakości „Wyprodukowano w Niemczech i USA”, gwarantuje najnowsze rozwiązania technologiczne, na których można zawsze polegać.

## Kluczowe właściwości:

- SUGEROWANA BIBLIOTEKA PROTOKOŁÓW: Dostępna za pośrednictwem jednego kliknięcia; obrazy leczenia, biblioteka anatomiczna, patologie oraz wskazówki dotyczące leczenia.
- KOLOROWY EKRAŃ: Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7" o wysokiej rozdzielczości, gwarantujący znakomity obraz.
- NOWA GŁOWICA RSWT FALCON®: Umożliwiająca stosowanie niższego ciśnienia, co pozwala na rozszerzone wykorzystywanie urządzenia w połączeniu z różnymi aplikatorami.
- TRYB KOMFORTU: Unikatowa automatyczna regulacja ciśnienia stworzona z myślą o zapewnieniu pacjentowi jak najwyższego komfortu.
- HF V-ACTOR®: Częstotliwość wibracji aż do 50Hz dla terapii wibracyjnej, rozluźnianie mięśni.
- SZEROKA OFERTA APLIKATORÓW\*: Dostępne 17 różnych aplikatorów przeznaczonych do leczenia entezopatii, tendinopatii, punktów spustowych, kręgosłupa oraz powięzi.
- NIEWIELKIE WYMIARY: Smukła konstrukcja Intellect RPW2 nie wymaga dużo miejsca wymiary 41 x 42 x 110 cm.
- ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA: Wszystko, czego potrzebujesz w zasięgu ręki; głowica, aplikatory, półka, butelka z żelem, uchwyty na kable, miękka torba.
- ROZSZERZONY ZAKRES CIŚNIENIA Głowica Falcon pozwala na stosowanie rozszerzonego zakresu ciśnienia od 0,3 do 5 barów, co zapewnia pacjentowi o wiele większy komfort i umożliwia terapię powięziową oraz rehabilitację kręgosłupa (ZWRÓĆ UWAGĘ: PERI-V-ACTOR® oraz SPINE-V-ACTOR® mogą pracować z max. Ciśnieniem wynoszącym 3 bary).

Urządzenie **INTELECT® RPW2** umożliwia leczenie schorzeń wymagających zastosowania generowanych pneumatycznie, radialnych fal akustycznych o niskiej lub średniej energii ciśnienia. Zastosowany impuls rozchodzi się radialnie w obrębie tkanek, aktywując procesy lecznicze.

Opcjonalna głowica HF V-ACTOR® umożliwia stosowanie wibracji mechanicznych w masażu wibracyjnym.

## Wskazania:

- zapalenie ścięgna Achillesa,
- choroby przyczepów ścięgien,
- mięśniowo-powięziowe punkty spustowe,
- ból oraz zapalenia w schorzeniach ortopedycznych,
- zapalenie powięzi podeszwy,
- masaż wibracyjny.



## Akcesoria standardowe:

- Głowica FALCON®, zawiera 2 naboje, 2 rurki prowadnice, 1 szczoteczkę do czyszczenia, 1 klucz do nakrętek, 1 klucz imbusowy,
- 1 przewód zasilający z wtyczką w standardzie europejskim

## Akcesoria opcjonalne:

- FALCON®, V-ACTOR®, SPINE-V-ACTOR® oraz PERI-V-ACTOR® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Storz Medical AG

## Aplikatory INTELECT RPW2:

Oferta standardowych aplikatorów do terapii radialną falą uderzeniową (RPW). Każdy nadajnik charakteryzuje się unikalnym kształtem oraz materiałem, aby móc wygenerować strumień energii o określonym kształcie, głębokości i gęstości energii.

### Punkty spustowe/zapalenie ścięgien:



**Ro40** - Aplikator 15 mm z wklęsłą powierzchnią kontaktową, terapia przeciwbólowa:

- Głębokość penetracji: 0-35 mm
- Poziom gęstości energii: średni



**R15** - Aplikator 15 mm przeznaczony do leczenia dowolnego rodzaju zapalenia ścięgien:

- Głębokość penetracji: 0-35 mm
- Poziom gęstości energii: średni



**C15 CERAmA-x®** - Aplikator 15 mm przeznaczony do leczenia dowolnego rodzaju zapalenia ścięgien:

- Głębokość penetracji: 0-35 mm
- Poziom gęstości energii: średni



**DI15** - Nadajnik Golden Depth 15 mm Deep Impact® przeznaczony do leczenia głęboko położonych obszarów docelowych, chorób przewlekłych, miejscowych punktów spustowych.

- Głębokość penetracji: 0-50 mm
- Poziom gęstości energii: wysoki



**A6** - Nadajnik do akupunktury 6 mm przeznaczony do leczenia miejscowych punktów spustowych.

- Głębokość penetracji: 0-40 mm
- Poziom gęstości energii: wysoki



**T10** - Nadajnik na palec 10 mm przeznaczony do leczenia głęboko zlokalizowanych zapaleń ścięgien.

- Głębokość penetracji: 0-40 mm
- Poziom gęstości energii: wysoki



**F15** - Biały, miękki nadajnik 15 mm przeznaczony do leczenia obszarów objętych bólem powierzchniowym, mięśni żucia, szyjnego odcinka kręgosłupa.

- Głębokość penetracji: 0-30 mm
- Poziom gęstości energii: bardzo niski



**ATLAS** - Miękki, giętki, ostro zakończony nadajnik 15 mm przeznaczony do leczenia bardzo delikatnych obszarów oraz punktów spustowych szyjnego odcinka kręgosłupa.

- Głębokość penetracji: 0-15 mm
- Poziom gęstości energii: niski

### Rehabilitacja kręgosłupa:



**SPINE ACTORS®** - Dostępne 3 rozmiary od 20 do 35 mm.

### Aplikatory powięziowe:

#### Aplikator typu "Kostka":



Praca na średnich i dużych powięziach:

- powięź tylna, rozciągno podeszwowe,
- taśma spustowa,
- powięź w obszarze ramion i szyi.

#### Aplikator typu "Koło":



Praca punktowa na powięzi:

- mięśnie szyi,
- rozciągno podeszwowe,
- łuk podłużny stopy,
- grzbiet dłoni,
- punkty spustowe.

#### Aplikator typu "Łyżka":



Praca na lub poniżej krawędzi kości:

- miednica przód,
- brzeg kości piszczelowej,
- łokieć.

#### Aplikator typu "Skrobak":



Praca na lub poniżej krawędzi kości:

- powięź piersiowo-łędźwiowa,
- powięź podudzia,
- powięź szeroka,
- taśma spustowa.

### Terapia wibracyjna:



**V10** - Nadajnik 10 mm przeznaczony do leczenia powierzchniowych punktów spustowych.



**V25** - Nadajnik 25 mm przeznaczony do masażu mięśni.



**V40** - Nadajnik 40 mm przeznaczony dla dużych grup mięśni.

